











● Настольная рефрижераторная центрифуга VELOCITY 18R



Макс. скорость, об/мин / Макс. ускорение, g	18000 (ротор FA18C) / 23300 (ротор FA18A)
Максимальная емкость, мл	1000 (4×250 мл)
Привод/ Управление	Индуктивный/ Микропроцессорное
Диапазон скоростей, об/мин	300 — 18000 (шаг 50)
Точность поддержания установочной скорости, об/мин	± 20
Пересчет скорости в ускорение	Есть
Таймер	1 минута — 99 часов 59 минут + непрерывное центрифугирование
Дисплей	ЖК с подсветкой
Уровень шума, дБ	< 58
Диапазон температур, °С / Точность, °С	от -20 до +40°С / ± 2 °С
Ускорение/Торможение	9 режимов/ 9 режимов + свободное торможение
Автоматическая идентификация ротора	Есть
Детекция разбаланса	Есть
Габариты (Д x Ш x В), мм/ Вес, кг	730 x 610×380 / 100
Питание	220±2 В, 50/60 Гц, 10 А



Роторы для центрифуги VELOCITY 18R - все роторы автоклавируются при температуре 121°C

Тип/Материал	Каталожный номер	Макс. скорость, об/мин/ускорение, g	Объем пробирок, мл	Вид пробирок/Материал	Размер пробирок (Ø x мм)	Макс. емкость ротора, мл	Адаптер	Крышка ротора
Угловой ротор/ Алюминий		15000/ 21500	1,5/2,0	Эпшендорф/ Полипропилен (ПП)	10,5×41	24×1,5/2,0	----	Алюминий
		15000/ 21500	0,5	ПЦР-пробирки/ Полипропилен	8×32	24×0,5	FA15.05	
		15000/ 21500	0,2	ПЦР-пробирки/ Полипропилен	6×24	24×0,2	FA15.02	
Угловой ротор/ Алюминий	FA12A 	12000/ 14100	0,2	ПЦР-пробирки или стрипсы/ ПП	6×24	48×0,2	----	----
Угловой ротор/ Алюминий	FA18A 	18000/ 27070	10	Круглое дно/ Полипропилен	16×81	8×10	----	----
Угловой ротор/ Алюминий		15000/ 21800	50	Круглое дно/ ПП/ПК	29×106	4×50	----	----
		15000/ 21800	15	Коническое дно/ Полипропилен	17×120	4×15	FA15.15C	
		15000/ 21800	15	Круглое дно/ Полипропилен	16,5×113	4×15	FA15.15R	
Угловой ротор/ Алюминий		15000/ 23300	50	Круглое дно/ Поликарбонат (ПК)	29×104	6×50	----	Алюминий
		15000/ 23300	15	Коническим дно/ Полипропилен	17×120	6×15	FA15.15C	
		15000/ 23300	15	Круглое дно/ Полипропилен	16,5×113	6×15	FA15.15R	
Угловой ротор/ Алюминий	FA15D 	15000/ 20900	80	Круглое дно/ Поликарбонат	38×106	4×80	----	----
Бакет-ротор/ Алюминий		4800/ 4170	250	Бутылка/ ПП/ПК	61,6×135	4×250	----	Пластиковые с прокладкой
		4800/ 4170	5	Серологические пробирки	12-13×75-78	28×5	SW5.5B	
		4800/ 4170	7	Серологические пробирки	12-13×100	28×7	SW5.7B	
		4800/ 4170	10	Серологические пробирки	16×100	28×10	SW5.10B	
		3000/ 1630	10	Круглое дно/ Стекло	12×105	28×10	SW5.10G	
		3000/ 1630	15	Круглое дно/ Стекло	17×110	28×15	SW5.15G	
		4800/ 4170	15	Круглое дно/ ПП	16,5×113	16×15	SW5.15P	
		4800/ 4170	15	Коническое дно/ ПП	17×120	12×15	SW5.15CA	
		4800/ 4170	15	Коническое дно/ ПП	17×120	16×15	SW5.15CB	
		4800/ 4170	50	Круглое дно/ ПП	29×104	4×50	SW5.50P	
4800/ 3990	50	Круглое дно/ Стекло	35×100	4×50	SW5.50G			
4800/ 4170	50	Коническое дно/ ПП	30×115	4×50	SW5.50C			
Бакет-ротор/ Алюминий		4800/ 3120	микропланшет	ПЦР или культуральные/ ПП/ПК	128Ш x 86Д x 14В	2×планшет	----	----
		4800/ 3120	глуб. планшет	ПЦР или культуральные/ ПП/ПК	128Ш x 86Д x 55В	2×планшет	----	
		4800/ 3120	1,5/2,0	Эпшендорфы/ ПП	10,8×40,5	48×1,5/2,0	SW5MP.15	
		4800/ 3120	0,2	ПЦР-пробирки или стрипсы/ ПП		192×0,2	SW5MP.02	